



# Bedienungsanleitung



**Fango-Paraffin -N- für Auslaufgerät, 20 kg**

**Art.Nr.: 24715**

**▶▶▶ [zum Produkt ...](#)**

**Fango Packungen**

**▶▶▶ [zur Kategorie...](#)**

# Gebrauchsanweisung

## Fango-Paraffin N für Auslaufgeräte

## Fango-Paraffin M für manuelle Entnahme

Heilerde-Zubereitung in fester Form zum Auflegen auf die Haut

### Anwendungsgebiete:

Zur symptomatischen Wärmestrahlungsbehandlung von rheumatischen Schmerzen, Durchblutungsstörungen, Neuralgien.

### Gegenanzeigen (Sicherheitshinweis für den Verordner und den Anwender):

Akute Entzündungszustände; akute Zustände nach Traumen; Blutungen; Ödeme; makro- und mikroangiopathische Durchblutungsstörungen der Haut; Fieberzustände; Hautareale mit Sensibilitätsstörungen; großflächige Hautverletzungen und akute Hautkrankheiten; Wärmeurtikaria.

### Nebenwirkungen:

Nach großflächigen Wärmestrahlungsbehandlungen besteht u.U. die Möglichkeit des Auftretens einer orthostatischen Dysregulation beim Aufstehen. Der Patient sollte in diesem Fall für einige Minuten sitzen bleiben.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln (Sicherheitshinweis für den Verordner und Anwender):

Bei Heißenwendungen zusammen mit lokal hyperämisierenden Substanzen ist mit stärkeren Reizwirkungen auf der Haut zu rechnen.

### Vorbereitung und Art der Anwendung:

**Sicherheitshinweis für den Anwender:** Zum eigenen Schutz sollte der Anwender während der Erwärmung des Fango-Paraffin und der Vorbereitung zur Anwendung beim Patienten Schutzhandschuhe und eine Schürze aus Leder tragen.

Das Fango-Paraffin eignet sich für jedes Aufbereitungsgesäß. Die Tafeln werden zerkleinert, dem Erwärmungsgesäß zugeführt und auf die gewünschte Temperatur erhitzt (im allgemeinen 100 °C). Während des Schmelzvorganges sollte die Masse von Zeit zu Zeit umgerührt werden.

Die so erwärmte Masse wird bei 60 - 64 °C auf eine Spezialfolie ca. 2-3 cm dick aufgetragen.

Nach dem Abkühlen auf ca. 50/52 °C kann die Packung beim Patienten angelegt werden, wobei darauf zu achten ist, dass sich die Folie auf der Aussenseite befindet. Die Anwendungstemperatur ist erreicht, wenn die Oberfläche der Masse eine matschimmernde Haut gebildet hat und durch Berühren mit dem Finger nicht mehr haftet. Unabhängig von der Konsistenzprüfung sollte die Temperatur mit einem geeigneten Thermometer, das in die Masse eingedrückt wird, überprüft werden.

**Sicherheitshinweis für den Anwender:** Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, daß die erwärmte Fango-Paraffin Masse **nicht** bei einer höheren Temperatur als 50-52 °C angewendet wird.

Die Packung sollte gut anmodelliert werden. Mit einem Leinentuch und darüber einer Woldecke wird der Patient eingepackt.

Soweit nicht anders verordnet, sollte die Packungszeit bei etwa 30-45 Minuten liegen.

Danach schließt sich eine Ruhezeit von etwa 20-30 Minuten an.

Die Masse kann 30 mal wiederverwendet werden. Voraussetzung dafür ist eine Erwärmung der Packungsmasse nach jeder Anwendung bei 130 °C.

### **Anwendungsmengen:**

Hand-Packung:	1-2 Kg
Arm-Packung:	2-3 Kg
Schulter-Packung:	2 Kg
Rücken-Nacken-Packung:	4-5 Kg
Galle-Leber-Packung:	2 Kg
Unterleibs-Ring-Packung:	3-4 Kg
Hüft-Packung:	2-3 Kg
Fuß-Packung:	1-2 Kg
Fuß-Bein-Packung:	2-3 Kg

Stand: Januar 2017



**Sport-Tec**  
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0  
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de  
www.sport-tec.de