



Bedienungsanleitung



**Therabath PRO Paraffinbad
inkl. 2,7 kg Wachs**

Art.Nr.: 29140

[▶▶▶ zum Produkt...](#)

Therapie & Sinnestrainer

[▶▶▶ zur Kategorie...](#)

Die Therabath Geschichte...

Wir sind stolz darauf, das professionelle Paraffinwaxbad Therabath **seit 1962 in den USA** gemäß den von der FDA zugelassenen medizinischen Normen der Klasse II für medizinische Geräte herzustellen. Unser Team baut jede Therabath-Vorrichtung von Hand zusammen, testet sie und stellt sicher, dass nur **strapazierfähige, sichere und zuverlässige** Vorrichtungen unser Werk verlassen.

Als Hersteller einer Fachmarke arbeiten wir als ein Team zusammen, um unser beispielloses Niveau an Fachkompetenz auf dem Paraffintherapiemarkt beizubehalten. **Wir richten unsere Marketingbemühungen darauf aus, Endnutzern sowie Fachexperten** die Vorteile der Paraffintherapie und ordnungsgemäße Behandlungstechniken näherzubringen.

Mit nur 25 Mitarbeitern und haus-eigener Herstellung haben wir jederzeit die **vollständige Kontrolle über die Qualität** unserer Produkte.

Das Geheimnis unserer Beständigkeit? Wir sind leidenschaftlich darum bemüht, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und Menschen, die unter Arthritisschmerzen leiden, wieder Freude an den Dingen zu beschieren, die sie gerne tun! Jeder Patient, Kunde oder Heimnutzer wird die Vorteile der Paraffintherapie bei jeder Anwendung erfahren sowie **mit frischer Energie und Freude** sein Leben gestalten!



Vorteile der Paraffin-Thermotherapie:

Medizinisch

- Bietet therapeutische Schmerzlinderung infolge Arthritis, Gelenkentzündung, Muskelsteifigkeit und Verletzungen
- Sorgt für sofortige Wärme und Entspannung
- Erhöht die Blutzirkulation, was die Neubildung von Gewebe fördert
- Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Paraffinwachs gewährleistet eine Behandlung, mit der tiefer ins Gewebe vorgedrungen werden kann als bei anderen Therapien

Ästhetik und Spa

- Topische Feuchtigkeitsszufuhr für die Haut
- Polstert und hydratisiert die Haut und minimiert somit die Bildung von feinen Linien und Fältchen
- Öffnet die Poren und entgiftet
- Verleiht der Haut ein weiches und gesundes Aussehen

Weiches, warmes, beruhigendes Paraffin eine überaus empfohlene therapeutische Behandlung

Seit mehr als 90 Jahren kommt die Paraffin-Wärmetherapie zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und Muskel- und Gelenksteifigkeit zum Einsatz. In der Tat **ist die Paraffintherapie von der FDA als Wärmebehandlung bei Arthritisschmerzen anerkannt!** Das warme Paraffin bildet beim Abkühlen direkt auf der untergetauchten Haut des zu behandelnden Bereichs (Hände, Füße oder Ellbogen) eine Schale. Diese Schale (bzw. dieser "Handschuh") schließt die Wärme effektiv ein und erhöht somit die Zirkulation/den Blutfluss und führt zur Perspiration. Der erhöhte Blutfluss trägt zur Neubildung von Gewebe bei, während der unter dem Handschuh angesammelte Schweiß die Haut von innen nach außen hydratisiert.



Der Unterschied, den Therabath macht

Erfahrung, Sicherheit und Service.



Das professionelle Paraffinbad Therabath wird in unserem Werk in Minnesota von Hand zusammengebaut und getestet, wodurch sichergestellt wird, dass jede einzelne Vorrichtung das Werk strapazierfähig, sicher und zuverlässig verlässt. **Das Therabath ist das einzige in den USA hergestellte Paraffinbad, das für den Vertrieb in Kanada und Europa (EU) zugelassen ist.**



- Hergestellt in den USA seit 1962
- Konzipiert für den sicheren Betrieb von 24 Stunden am Tag
- In einem großen Tank hat ein Männerfuß von bis zu US-Größe 14 Platz
- Spannungsoptionen von 110V und 220V erhältlich

Das Therabath Paraffinbad Modell TB6 bietet einen tieferen Tank mit einer maximalen Kapazität von 4,08 kg (9 lbs), ist tragbar und weist dieselbe Aufstandsfläche wie die früheren 2,72 kg (6 lbs)-Modelle auf. Dies entspricht **25 % mehr Behandlungen bzw. einer 15 % höheren Wachsabdeckung** beim Eintauchen!



Beispiellose 5-jährige eingeschränkte Garantie

Bei normaler Verwendung und Wartung profitieren Sie von einer 5-jährigen eingeschränkten Garantie auf das Therabath! Komplette Garantiedetails finden Sie auf unserer Website auf www.therabath.com.



PARAFFINBAD

Der Unterschied liegt im Detail...



Abnehmbares IEC-Stromkabel



Voll isoliert, eloxierter Aluminiumtank in Übergröße



Integrierte Griffe erhöhen die Mobilität auf sichere Weise



Deckel mit integriertem Griff

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen:

- Interne Thermostate halten die Temperatur **STETS** in einem **SICHEREN** therapeutischen Bereich
- Elektrische Sicherheit gemäß den **FDA Klasse II** Standards für **medizinische Geräte** getestet
- Gummierte Füße sorgen für einen sicheren Halt auf der Tischoberfläche



...sehen Sie den Unterschied!



Sauber, kein Schmutz, Handschuh lässt sich leicht abziehen.

Formbares Wachs trainiert die Hand für eine intensivere Therapie.

Das Wachs bleibt noch lange nach der Behandlung weich, geschmeidig und elastisch!

Therabath Professionelles Paraffinwachs:

- wird in den USA hergestellt
- enthält nur von der **US-Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) zugelassene** Inhaltsstoffe
- ist geruchlos, farblos und antiallergisch; nimmt bei Gebrauch einen leichten Geruch an und verfärbt sich etwas
- enthält nur ätherische Öle **von erster Güte**
- ist eine Expertenmischung mit allen erforderlichen Ölen, um die Haut weich und geschmeidig zu machen, während sie keine Ölrückstände hinterlässt - es muss kein zusätzliches Öl hinzugefügt werden!
- eignet sich für die Verwendung in allen Paraffinbädern



Formbares, therapeutisches Paraffin wunderbar **weich**, unbestreitbar **verjüngend**.

Das **professionelle Paraffinwachs Therabath** hinterlässt keine Rückstände und bildet dicke, formbare Schichten in einfach abzuziehenden Handschuhen. Unser Paraffin ist weich und formbar und hinterlässt somit keinen Schmutz wie bei trockenen, bröckeligen Paraffinwachsen. Verwenden Sie den abgekühlten, formbaren Wachsballen, um Ihre Hand effektiv während der Rehabilitation zu trainieren und genießen Sie eine geschmeidige, jugendliche, tief hydratisierte und gesund aussehende Haut!



Schneller schmelzende
Wachskügelchen



Leicht duftend und gefärbt



Einfach zu dosierende
0,45 kg (1 lb)-Päckchen

Hände



1. Reinigen Sie die Hände oder benetzen Sie sie mit dem Vorbehandlungsspray.
2. Tragen Sie eine dünne Schicht Intensive Feuchtigkeitscreme auf.
3. Spreizen Sie die Finger leicht, halten Sie die Hand flach und tauchen Sie sie langsam in das Paraffin ein. Ziehen Sie die Hand sofort wieder aus dem Paraffin.
4. Warten Sie 5 Sekunden lang, bis der Paraffinglanz verschwunden ist, was anzeigt, dass das Wachs trocken ist.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um einen warmen „Handschuh“ herzustellen:
 - 3 Mal - leichte Therapie und Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit
 - 5-15 Mal - Intensivtherapie. Je mehr Schichten Paraffin aufgetragen werden, umso mehr Wärme und zeitliche Ausdehnung der Therapie wird erzielt.
6. Bedecken Sie die Hand mit Plastikfolie und ziehen Sie den Plüschhandschuh an.
 7. Ziehen Sie den Handschuh nach 5-30 Minuten aus, bewegen Sie Ihre Hände und Finger, um das Paraffin zu lösen, sodass es in der Folie bleibt.
 8. Entsorgen Sie das gebrauchte Paraffin.

Gericht



1. Halten Sie Ihre Haare mit einem Haarband zurück, entfernen Sie jegliches Makeup, reinigen Sie die Haut, tragen Sie die gewünschten Seren auf und bringen Sie Wattepad über den Augen an.
2. Geben Sie etwa 1 Tasse Paraffin mit dem Schöpfer in eine kleine Schüssel. Stellen Sie die Schüssel und einen Pinsel mit Naturborsten für das Paraffin bereit.
3. Halten Sie die Ränder einer zurechtgeschnittenen Gesichtsmaske oder die Paraffinstreifen mit beiden Händen fest, tränken Sie sie mit Wachs und lassen Sie überschüssiges Wachs abtropfen.
4. Bringen Sie die beschichtete Maske bzw. die beschichteten Streifen auf dem Gesicht an und tragen Sie mit der Paraffinbürste zusätzliche Wachsschichten auf oder bringen Sie weitere Streifen an.
5. Entspannen Sie sich! Nehmen Sie die Maske oder die Streifen dann ab, indem Sie sie vorsichtig vom Hals ab aufwärts abziehen.
6. Lassen Sie die Haut abkühlen, bevor Sie Makeup auftragen.
7. Reinigen Sie den Applikationspinsel, indem Sie ihn in heißes Wasser tauchen, bis er weich ist, und entfernen Sie dann überschüssiges Wasser mit einem Papiertuch.



Informationen zur Hygiene bei Paraffinbehandlungen erhalten Sie auf www.therabath.com

Füße



1. Benetzen Sie die Füße mit dem Vorbehandlungsspray.
 2. Tragen Sie eine dünne Schicht Feuchtigkeitscreme auf.
 3. Spreizen Sie die Zehen leicht und tauchen Sie sie langsam in das Paraffin ein. Nehmen Sie die Füße sofort wieder aus dem Paraffin.
 4. Warten Sie 5 Sekunden lang, bis der Paraffinglanz verschwunden ist, was anzeigt, dass das Wachs trocken ist.
 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um einen warmen „Handschuh“ herzustellen:
 - 3 Mal - leichte Therapie und Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit
 - 5-15 Mal - Intensivtherapie. Je mehr Schichten Paraffin aufgetragen werden, umso mehr Wärme und zeitliche Ausdehnung der Therapie wird erzielt.
 6. Bedecken Sie den Fuß mit Plastikfolie und ziehen Sie den Plüschschuh an.
 7. Ziehen Sie den Schuh nach 5-30 Minuten aus, bewegen Sie Ihre Füße und Zehen, um das Paraffin zu lösen, sodass es in der Folie bleibt.
 8. Entsorgen Sie das gebrauchte Paraffin.
- ANMERKUNG:** Die Füße sind in der Regel wärmeempfindlicher als die Hände – tauchen Sie beim ersten Mal nur einen Teil des Fußes ein und dann nach und nach den ganzen Fuß.

Körper



1. Bringen Sie Therabath und 4-8 Paraffinstreifen so dicht wie möglich am betreffenden Bereich an. Die Bereiche können sein: Ellbogen, Knie, Unterschenkel/Wade, Oberschenkel, Unterarm, Rücken, Hals oder Schultern.
2. Halten Sie ein Ende des Streifens, tauchen Sie den ganzen Streifen in das Paraffin ein und ziehen Sie ihn wieder heraus. Halten Sie ihn über dem Therabath, bis kein Paraffin mehr heruntertropft.
3. Umwickeln Sie den Behandlungsbereich. Dehnen Sie die Streifen dabei leicht. Bringen Sie weitere Streifen an, umwickeln Sie den Behandlungsbereich so, dass sich die Streifen halb überlappen und der Behandlungsbereich von mindestens 2 Schichten paraffinbeschichteter Streifen bedeckt ist. Je mehr Streifen Sie anbringen, umso mehr Wärme und zeitliche Ausdehnung der Therapie wird erzielt.
4. Belassen Sie die Streifen etwa 10 Minuten lang auf der Behandlungsstelle.
5. Massieren Sie die Streifen leicht, um sie zu lösen, zu zerreißen und zu entfernen.
6. Entsorgen Sie die gebrauchten Streifen und falls nötig wiederholen Sie die Behandlung.



therabath Tipps

Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät wenn Sie bemerken, dass sich am Boden des inneren Tanks ein Belag gebildet hat.
2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, entfernen Sie den Deckel und das Gitter und lassen Sie das Paraffin über Nacht vollständig aushärten.
3. Schließen Sie das Gerät etwa 10 Minuten lang an, bis die Ränder des harten „Paraffinkuchens“ am inneren Rand des Tanks schmelzen. Legen Sie Papiertücher aus, auf die Sie den „Paraffinwackskuchen“ setzen.
4. Drehen Sie das Gerät um und halten Sie es dabei nahe an der Tischoberfläche. Halten Sie den Tank an seinen Längsseiten und ziehen Sie diese leicht auseinander. Schütteln Sie den Tank ein wenig, bis sich der Kuchen löst und auf den Tisch gleitet.
5. Saugen Sie das verbleibende Wachs im Tank mit einem Papiertuch auf und reiben Sie das Gerät trocken. HINWEIS: Mit einem Haartrockner können Paraffintropfen verflüssigt werden und dann mit einem Papiertuch aufgesaugt werden.
6. Füllen Sie frisches Paraffin in den Tank, platzieren Sie das Gitter auf dem Paraffin und setzen Sie den Deckel wieder auf.
7. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
8. Nachdem das Paraffin geschmolzen ist (6-8 Stunden), fügen Sie gegebenenfalls mehr Wachs hinzu, um den benötigten Pegel zu erreichen.





Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de