



==== www.sport-tec.de ====



Bedienungsanleitung



**Ölresistenter Liegenbezug mit PU-Beschichtung,
200x85 cm, blau**

Art.Nr.: 23446

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Liegebezüge

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Waschanleitung

Art.Nr.: 23446

Ölresistenter Liegenbezug

Allgemein:

Biokompatibilität:	ISO 10.993-10 : 2010	OK	Bioserv 2014010111 (03/02/2014)
Zytotoxizität:	ISO 10.993-5 : 2009	OK	Bioserv 2014010111 (03/02/2014)
Schwermetalle:	EN 71-3 : 2013	OK	Centexebel 17.00676.01 (13/02/2017)
Oeko Tex:	Klasse 1 (gültige Zertifikate verfügbar)		

Reinigung:

Wir empfehlen diesen Artikel nur mit Wasser und Seife zu waschen. Reinigungsmittel die Alkohol, Lösungsmittel, Bleich-oder Schleifmittel enthalten, können den Bezug beschädigen.

Pflege:



ISO/FDIS 3758:2005

Einlaufen nach dem Waschen: < 7 %

Antimikrobielle Wirkung kann durch das Waschen reduziert werden
Alkohol in hoher Konzentration könnte den Bezug beschädigen.

SPORTTEC
Physio & Fitness
www.sport-tec.de



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de