



Bedienungsanleitung



cosiMed Desinfektionsmittel Konzentrat, 5 l

Art.Nr.: 24140

zum Produkt ...

Flächendesinfektion

zur Kategorie...

Produkt - Information

cosiMed Desinfektionsmittel

Produktmerkmale

Konzentrat zur Flächendesinfektion, mit Wasser zur Gebrauchslösung zu verdünnen. cosiMed Desinfektionsmittel ist wirksam ohne Alkohol; es ist frei von Aldehyden (besonders Formaldehyd) und Formaldehydabspaltern, Phenolen und Aktivchlor.

Die Rezeptur ist geprüft nach den neuesten Vorschriften der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM).

Wirkungsweise

Wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren (HBV, HIV).

Einsatzbereiche

Zur Desinfektion aller glatten, porenfreien Oberflächen. Nicht zu verwenden für Acrylglas (z.B. für Liegeflächen von Solarien!).

Das Präparat ist besonders geeignet zur Desinfektion von Liegenbezügen aus Kunstleder (z.B. Weich-PVC, PU). Führende Hersteller von PVC- und PU-Folien haben die Unbedenklichkeit von cosiMed Desinfektionsmittel auf ihren Kunstleder-Qualitäten im Labor getestet und empfehlen unser Mittel ausdrücklich.

Anwendung

- 1) Für die Flächendesinfektion zur Hospitalismusprophylaxe und in der allgemeinen Praxis ist das Produkt mit Wasser verdünnt wie folgt anzuwenden:

7,5 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 1 Minute
5 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 5 Minuten
2 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 15 Minuten
1 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 1 Stunde
0,75 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 4 Stunden

- 2) Geprüft nach DGHM gegen Pilze auf rohem Holz:

2,0 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 1 Stunde
1,5 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 4 Stunden

- 3) Für die Formulierung liegt außerdem ein Gutachten über die Wirksamkeit gegen Hepatitis B (schließt HIV ein) vor:

1,5 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 30 Minuten bei geringer Eiweißbelastung
2,0 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 30 Minuten bei hoher Eiweißbelastung
5,0 %ige Lösung:	Einwirkungszeit 1 Minute bei hoher Eiweißbelastung

08/2010

Verdünnungstabelle

zur Herstellung gebrauchsfertiger Desinfektionsmittel-Lösungen

Konzentration der Lösung:		0,5%	0,75%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	5,0%	7,5%	25,0%
Menge der Lösung:		ml Desinfektionsmittel-Konzentrat (Verkaufsprodukt):									
1	Liter	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	50 ml	75 ml	250 ml
2	Liter	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	100 ml	150 ml	500 ml
3	Liter	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	150 ml	225 ml	750 ml
4	Liter	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	200 ml	300 ml	1.000 ml
5	Liter	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	250 ml	375 ml	1.250 ml
6	Liter	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	300 ml	450 ml	1.500 ml
7	Liter	35 ml	52,5 ml	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml	350 ml	525 ml	1.750 ml
8	Liter	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	400 ml	600 ml	2.000 ml
9	Liter	45 ml	67,5 ml	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml	450 ml	675 ml	2.250 ml
10	Liter	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	500 ml	750 ml	2.500 ml
15	Liter	75 ml	112,5 ml	150 ml	225 ml	300 ml	375 ml	450 ml	750 ml	1.125 ml	3.750 ml
20	Liter	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	1.000 ml	1.500 ml	5.000 ml
25	Liter	125 ml	187,5 ml	250 ml	375 ml	500 ml	625 ml	750 ml	1.250 ml	1.875 ml	6.250 ml

Beachten Sie die vorgeschriebene Einwirkungszeit des Desinfektionsmittels
in der hergestellten Verdünnung!

Ihr Fachhändler:

cosiMed
Desinfektionsmittel



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de